




基督復臨安息日會醫療財團法人

臺安診所

Taiwan Adventist Clinic

免疫法糞便檢體採集步驟

How To Collect Stool Sample



注意事項 (Precautions) :

- 按照上面圖解採集糞便檢體，完成放入夾鏈袋中並置於陰涼處。
Collect the stool sample as shown above, put it into the zipper bag and keep in a cool place after completed.
- 勿將管中的液體倒出、或任意於管中加水。
Do not pour out the liquid or add water to the sampling bottle.
- 遇痔瘡出血或女性月經期間，暫緩採便。
Do not collect sample during bleeding hemorrhoids or menstrual period.

※ 請珍惜醫療資源，將採集完畢之容器儘速交回指定醫療院所或衛生所。
Return the collected container to the medical institutions as soon as possible.



基 督 復 臨 安 息 日 會 醫 療 財 團 法 人

臺安診所

Taiwan Adventist Clinic

正しい 大便の とり方


※必ず、説明書を読んで
から採便して下さい

注意事項

- ラベルに氏名、身分証番号、採便した日を記入してください。
- 容器の液を捨てたり、水を足したりしないで下さい。
- なるべく新しい便を提出して下さい。
- 生理中は、採便をしないで下さい。
- 人体に直接使用しないで下さい。
- 大便をとる目的以外には使用しないで下さい。
- 保管は、子どもの手の届かない所にして下さい。

1

ラベルに
氏名等を記入



※必ず、採便した日・時を
記入して下さい



① キャップを
回して、
② 引きぬく

2

※ 便をとりすぎると、正しい検査ができません



表面をまんべんなくこすり取る


とる量

みぞ

先端のみぞに埋まるくらい

3

和 式




折りたたんだペーパー

洋 式



折りたたんだペーパー



差し込んでキャッ
プを強く押す

パチンと音
がするまで

提出用袋にいれ、すぐに
検体検査する人員に渡す

※ 一回差し込んだら、抜かないこと

※ 保存は冷暗所で



基 督 復 臨 安 息 日 會 醫 療 財 團 法 人

臺安診所

Taiwan Adventist Clinic

Instructions

To Collect

The Sample


※ Read the following instructions before collecting the sample.

ATTENTION

- Label the container with your name, identification number and date the sample was collected.
- Do not discard the liquid or add water in the bottle.
- After collection, send the bottle to your physician as soon as possible.
- Do not collect sample while menstrual period.
- Do not use in the body directly.
- Do not collect other samples despite stool.
- Keep out of reach of children.

1

Please complete necessary information




Must be filled out your sampling date



Open green cap
1. Turn left
2. Take up

2



Scrape away the surface



Correct manner

Groove



Cover groove completely

3



Insert and Push strongly

Snap shut!



Bring the bottle to your physician in person

※ Do not open after insert ※ Keep the sample in a cool place